



KINTEK FURNACE

Dental Furnace カタログ

Contact us for more catalogs of High Temperature Furnaces, 等

KINTEK FURNACE

????

>>> ????????

Kintek Furnace は、マッフル炉、管状炉、真空炉、雰囲気制御システム、および高度な CVD/PECVD

ソリューションを含む、精密高温実験装置を専門とする技術主導型のイノベーターです。材料科学、化学研究、熱処理用途向けに設計された当社の堅牢でエネルギー効率に優れたシステムは、極熱環境における精度、安全性、再現性を最優先しており、研究者や産業ラボに画期的な成果をもたらす力を与えています。



歯科磁器ジルコニア焼結セラミック真空プレス炉

商品番号: KT-DP10



前書き

ラボ用高精度真空プレス炉：±1℃の精度、最大1200℃、カスタマイズ可能なソリューション。研究効率を今すぐ高めましょう！

[詳細を学ぶ](#)

加熱速度	最高200℃/分 (392°F/分)
最高温度	最高1200℃ (2283°F)
最高温度保持時間	2時間
真空度	1-101%
電源	100-120v 50/60hz 230v 50/60hz
定格電流	14.5アンペア@110V 7.0アンペア@230V
定格出力	最大1500W
外形寸法	H27cm x W36cm x D70cm
焼成室直径	9cm(3.5")
重量	23Kg
梱包重量	26.5Kg

歯科技工所向け真空歯科用磁器焼結炉

商品番号: KT-DV10



前書き

KinTek真空ポーセレン炉:

高品質セラミック修復のための精密歯科ラボ機器。高度な焼成コントロールとユーザーフレンドリーな操作

。

[詳細を学ぶ](#)

加熱速度	最高200°C/分 (392°F/分)
最高温度	最高1200°C(2283°F)
最高温度保持時間	2時間
真空度	1-101%
電源	100-120v 50/60hz 230v 50/60hz
定格電流	14.5アンペア@110V 7.0アンペア@230V
定格出力	最大1500W
外形寸法	H27cm x W36cm x D53cm
焼成室直径	9cm(3.5")
重量	20Kg
梱包重量	23.5Kg

セラミック修復用トランスフォーマー付きチェアサイド歯科用磁器ジルコニア焼結炉

商品番号: KT-DS10



前書き

歯科用磁器スピード焼結炉：ジルコニア焼結9分、精度1530℃、歯科技工用SiCヒーター。今すぐ生産性を向上させましょう！

[詳細を学ぶ](#)

加熱速度	最高200℃/分 (392°F/分)
最高温度	1530℃
最高温度保持時間	2時間
電源	100-120v 50/60hz 230v 50/60hz
定格電流	14.5アンペア@110V 7.0アンペア@230V
定格出力	最大1500W
外形寸法	H27cm x W36cm x D56cm
焼成室直径	9cm(3.5")
重量	20Kg
梱包重量	25.5Kg



Kintek Furnace

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

WhatsApp