



KINTEK FURNACE

電気ロータリーキルン カタログ

Contact us for more catalogs of 高温炉, 等

KINTEK FURNACE

????

>>> ????????


Kintek Furnace は、マッフル炉、管状炉、真空炉、雰囲気制御システム、および高度な CVD/PECVD

ソリューションを含む、精密高温実験装置を専門とする技術主導型のイノベーターです。材料科学、化学研究、熱処理用途向けに設計された当社の堅牢でエネルギー効率に優れたシステムは、極熱環境における精度、安全性、再現性を最優先しており、研究者や産業ラボに画期的な成果をもたらす力を与えています。



電気回転式キルン熱分解の炉の植物機械小さい回転式キルン Calciner

商品番号: KT-RKTF



前書き

KINTEK

電気ロータリーキルン：1100℃の精密焼成、熱分解、乾燥。環境に優しく、マルチゾーン加熱、研究室および工業用ニーズに合わせてカスタマイズ可能。

[詳細を学ぶ](#)

機種	KT-RKTF60	KT-RKTF80	KT-RKTF100	KT-RKTF120
チューブ径	0.6m	0.8m	1m	1.2m
チューブ長さ	7m	9m	10m	12m
チューブ材質	ニッケル基合金			
加熱ゾーン	4つの独立したホットゾーン（カスタマイズ可能）			
ワーク温度				
回転ドラム角度	0～3度（調整可能）			
断熱材	多結晶セラミックファイバー			
温度コントローラー	PLC付きタッチスクリーンPIDコントローラー			
発熱体	炭化ケイ素（SiC）			
温度センサー	アーム式K型熱電対			
電源	AC220-440V、50/60HZ（カスタマイズ可能）			

電気回転炉小さな回転炉バイオマス熱分解植物回転炉

商品番号: RBPF



前書き

KINTEKの回転式バイオマス熱分解炉は、バイオマスをバイオ炭、バイオオイル、合成ガスに効率よく変換します。研究用にも生産用にもカスタマイズ可能です。今すぐご利用ください！

[詳細を学ぶ](#)

活性炭再生用小型電気ロータリーキルン（回転炉）

商品番号: KT-CRF



前書き

KINTEKの電気式活性炭再生炉：持続可能な炭素回収のための高効率・自動化ロータリーキルン。廃棄物を最小限に抑え、節約を最大化します。お見積りはこちら！

[詳細を学ぶ](#)

連続使用温度	1100°Cまで
回転ドラム速度	0-5rpm
回転ドラム角度	0-6度
炉内断熱材	多結晶セラミックファイバー
温度コントローラー	タッチスクリーンPIDコントローラー
ヒーター	炭化ケイ素 (SiC)
温度センサー	シースK型熱電対
電源	AC220-440V, 50/60HZ

モデル	処理能力 (kg/h)	定格出力 (kw)	寸法 (m)
KT-CRF60	60	63	7.0*1.6*2.2
KT-CRF100	100	103	7.0*1.6*2.2
KT-CRF200	200	205.5	8.0*1.8*2.2
KT-CRF300	300	305.5	8.0*1.8*2.2

熱分解の植物の暖房のための電気回転式炉の連続的な働く小さい回転式炉キルン

商品番号: KT-RFTF



前書き

KINTEK

の電気式回転炉は、脱炭酸、乾燥、熱分解のために最高 1100°C

の精密加熱を提供します。耐久性に優れ、効率的で、ラボや生産用にカスタマイズ可能です。今すぐ機種をご覧ください！

[詳細を学ぶ](#)

型式	炉寸法（管径×加熱長さ）	最高温度最高温度	ヒートゾーン	電力
KT-RFTF2020	Φ200×2000mm	950°C	3	30kw
KT-RFTF3030	Φ300×3000mm	950°C	6	54kw
KT-RFTF4050	Φ400×5000mm	950°C	6	96kw
KT-RFTF5060	Φ500×6000mm	950°C	6	168kw
KT-RFTF6080	Φ600×8000mm	950°C	9	234kw
KT-RFTF8090	Φ800×9000mm	950°C	9	342kw
KT-RFTF1211	Φ1200×11000mm	950°C	9	648kw



Kintek Furnace

本社：中国鄭州市ハイテク区科学大道89号

WhatsApp