



KINTEK

## Ptfe(Teflon) Labware カタログ

Contact us for more catalogs of [PTFE\(Teflon\) Products](#), 等

# KINTEK

????

>>> ????????

Kintek は高性能 PTFE 製品の製造に特化した技術主導型のイノベーターであり、耐腐食性消耗品 (PFA 実験器具、特殊チューブ、ライナーなど)、精密シール部品 (ガスケット、O リング、ダイヤフラムなど)、および統合流体システムソリューション (配管、バルブ、継手、カスタム設計部品を含む) を含む包括的なポートフォリオを提供しています。当社の製品は、究極の純度と化学的不活性が要求される化学処理、半導体製造、製薬産業、先端研究環境などの重要な用途向けに設計されています。Kintek の堅牢で綿密に設計された製品は、卓越した耐食性、汚染制御、操作信頼性を最優先しており、腐食性流体や高純度流体を最高の安全性と効率で管理し、プロセスの完全性を確保し、機器の寿命を延ばすことを可能にします。



## Ptfe ディープエバポレーティングディッシュ

### カスタマイズ可能な研究室および産業用ソリューション

商品番号: PL-1001



#### 前書き

高品質PTFE製ラボ用深型蒸発皿。耐薬品性、ノンスティック、カスタマイズ可能。サンプルハンドリングに最適です。今すぐ入手

[詳細を学ぶ](#)

皿タイプ	底部外径(mm)	口内径 (mm)	高さ (mm)	底厚 (mm)	壁厚(mm)
ディープタイプ 20mm	20	15	20	5	2.5
ディープタイプ 30mm	30	25	20	5	2.5
ディープタイプ 40mm	40	30	20	5	5
ディープタイプ 50mm	50	40	20	5	5
ディープタイプ 60mm	60	50	20	5	5
ディープタイプ 70mm	70	60	20	5	5
ディープタイプ 80mm	80	70	20	5	5
ディープタイプ 90mm	90	80	20	5	5
ディープタイプ 100mm	100	90	20	5	5
ディープタイプ 120mm	120	110	20	5	5

## 多様な用途に対応するカスタムPtfе浅型蒸発皿

商品番号: PL-1002



### 前書き

ラボ用高純度PTFE浅型蒸発皿。耐薬品性、ノンステイック、サンプル蒸発に最適。特注サイズも承ります。今すぐご注文ください！

### [詳細を学ぶ](#)

仕様	底部外径 (mm)	口内径 (mm)	全高 (mm)	底厚 (mm)	壁厚(mm)
浅型 20mm	20	15	10	5	2.5
浅型30mm	30	25	10	5	2.5
浅型40mm	40	30	10	5	5
浅型 50mm	50	40	10	5	5
浅型60mm	60	50	10	5	5
浅型 70mm	70	60	10	5	5
浅型 80mm	80	70	10	5	5
浅型90mm	90	80	10	5	5
浅型 100mm	100	90	10	5	5

## 多様な用途に対応するカスタムPtfе蒸発皿

商品番号: PL-1004



### 前書き

ラボ用高純度PTFE蒸発皿。ノンスティックで耐久性に優れ、サンプル前処理に最適です。特注サイズも承ります。今すぐご注文ください！

[詳細を学ぶ](#)

容量 (mL)	高さ (mm)	内径 (mm)
50	40	80
100	47	91
150	46	105

## 工業用および研究室用カスタムPtfеスクエアトレイ

商品番号: PL-1005



### 前書き

ラボ&産業用プレミアムPTFE角型トレイ。耐薬品性、非粘着性、高純度PTFE製半導体・医療用トレイ。利用できる注文のサイズ。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	内部L*W*H (mm)	外部L*W*H (mm)
40mm	40*40*20mm	30*30*15mm
60mm	60*60*20mm	50*50*15mm
80mm	80*80*20mm	70*70*15mm
100mm	100*100*20mm	90*90*15mm
120mm	120*120*20mm	110*110*15mm

## 研究室および産業用途向けのカスタマイズ可能なPtfеるつぼ

商品番号: PL-1006



### 前書き

ラボ用蓋付き高純度PTFEるつぼ。耐薬品性、非粘着性、耐久性。試料分解、AA、ICP-MSに最適。特注サイズあり。

[詳細を学ぶ](#)

容量	上部外径 (mm)	底部直径 (mm)	全高 (mm)
20ml	38	30	55
25ml	39	30	55
30ml	48	30	56
50ml	51	33	67
100ml	61	43	70
250ml	79	50	107

## 高度な化学用途向けカスタマイズ可能なPtfеスリーネックフラスコ

商品番号: PL-1007



### 前書き

当社の高性能3つ口丸底フラスコは、卓越した特性で有名な純粋なポリテトラフルオロエチレン（PTFE）から巧みに作られており、要求の厳しい実験室や産業環境に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

容量/ネック構成	全高（約）
50ml	/
100ml	114mm
250ml/24*3	135mm
500ml/24*3	180mm
1000ml/24*3	/
2000ml/24*3	/

## Ptfe化学溶剤サンプリングスプーン

商品番号: PL-1008



### 前書き

高純度PTFE（ポリテトラフルオロエチレン、通称テフロン）サンプリングスプーンは、化学薬品、溶剤、粉体、様々なサンプルを安全、正確、かつコンタミネーションフリーで取り扱うために綿密に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

容量 (ml)	全長 (mm)
10	200
30	300
50	300
100	350
250	400
500	450
1000	500

## 先端科学・産業用途向けカスタムPtfe測定シリンダー

商品番号: PL-1009



前書き

PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）製測定シリンダーの優れた性能をご覧ください。

[詳細を学ぶ](#)

容量	全高	外径	重量
10ml	108mm	17mm	42g
20ミリリットル	108mm	24mm	64g
50ml	118mm	34mm	128g
100ml	138mm	40mm	158g
250ml	147mm	60mm	374g
500ml	160mm	79mm	460g
1000ml	180mm	100mm	699g
2000ml	/	/	/

## 多様な産業用途向けカスタムPtfeボトル

商品番号: PL-1010



### 前書き

化学薬品保管用高純度PTFEボトル。広口/狭口オプション、漏れ防止、耐久性。研究室や工業用に最適。

[詳細を学ぶ](#)

容量	高さ	口径	口径	重量
50ml	86mm	45mm	22mm	94.4g
100ml	107mm	54mm	30mm	144.7g
150ml	110mm	62mm	30mm	183.3g
200ml	123mm	70mm	37mm	244.9g
250ml	131mm	71mm	37mm	248g
500ml	153mm	82mm	35mm	364.7g
1000ml	195mm	109mm	51mm	836.2g

容量	高さ	口径	口径	重量
50ml	86mm	45mm	22mm	94.4g
100ml	115mm	54mm	22mm	133.9g
150ml	110mm	62mm	22mm	173.8g
200ml	126mm	70mm	30mm	228g
250ml	135mm	71mm	30mm	242g
500ml	154mm	82mm	30mm	340.7g
1000ml	190mm	109mm	35mm	733.6g

## テフロン容器およびコンポーネントのためのカスタムPtfе部品メーカー

商品番号: PT-1011



### 前書き

ラボ&産業用高精度PTFE容器。耐薬品性、カスタマイズ可能なサイズ。半導体、医学及び実験室の適用のための理想。引用を得なさい！

[詳細を学ぶ](#)

丸型容器 (外径*内径*深さ)	正方形/長方形の皿 (内側の長さ×幅×内側の深さ)
70mm*60mm*15mm	60mm*60mm*15mm
50mm*40mm*15mm	80*80mm*15mm
60mm*50mm*15mm	90*90mm*15mm
80mm*70mm*15mm	100*100mm*15mm
90mm*80mm*15mm	110*110mm*15mm
100mm*90mm*15mm	120*120mm*15mm
110mm*100mm*15mm	
120mm*110mm*15mm	
130mm*120mm*15mm	
160mm*150mm*15mm	200*200*120mm (およそ 5L PTFE のシリンダー)
92*83*19mm	10L PTFEシリンダー
102*93*20mm	15L PTFEシリンダー

## 習慣は実験室 Ito Fto

の伝導性ガラスのクリーニングの花かごのための形成された Ptfе

のテフロン部品の製造業者を機械で造りました

商品番号: PL-1013



### 前書き

半導体・ラボ用高純度PTFEフラワーバスケット。耐薬品性、カスタム設計可能。シリコンウエハー、ガラス基板に最適。

[詳細を学ぶ](#)

直径\*溝幅\*溝長\*適用容量

60mm\*1.5mm\*16mm\*250ml ビーカー/20 PC

60mm\*2.5mm\*16mm\*250ml ビーカー/20個

60mm\*1.5mm\*21mm\*250ml ビーカー/20 PC

60mm\*2.5mm\*21mm\*250ml ビーカー/20 PC

80mm\*1.5mm\*26mm\*500ml ビーカー/20 PC

80mm\*2.5mm\*26mm\*500ml ビーカー/20 PC

80mm\*1.5mm\*31mm\*500ml ビーカー/20 PC

80mm\*2.5mm\*31mm\*500ml ビーカー/20 PC

90mm\*2.5mm\*41mm\*1000ml ビーカー/22個

## カスタムPtfefテフロン部品メーカー調整可能な高さの花のバスケット

商品番号: PL-1014



### 前書き

高純度PTFE製高さ調節可能フラワーバスケット。耐薬品性、非粘着性、カスタマイズ可能。今すぐお求めください！

[詳細を学ぶ](#)

標準構成例（外径×スロット長×幅）：

45mm\*30mm\*1.5mm 5スロット

60mm\*50mm\*1.5mm 6スロット

80mm\*65mm\*1.5mm 8スロット

完全にカスタマイズ可能：スロット幅、スロット長さ、スロット数、マルチピースアセンブリは、お客様の正確な仕様に合わせて調整することができます。

## カスタム Ptfе テフロン部品メーカー Ptfе クリーニング ラック

商品番号: PL-1015



### 前書き

研究室及び半導体の使用のための高純度PTFEフラワーバスケット。耐薬品性、-

180°C~+250°C、カスタムサイズ対応。KINTEKまでお問い合わせください！

[詳細を学ぶ](#)

#### 標準オプション直径\*溝の幅\*適当な容量

45*1.5mm*100ml	45*2.5mm*100ml
60*1.5mm*250ml	60*2.5mm*250ml
80*1.5mm*500ml	80*2.5mm*500ml
90*1.5mm*1000ml	90*2.5mm*1000ml

## カスタム Ptfе テフロン部品メーカー 導電性ガラス基板洗浄ラック

商品番号: PL-1016



### 前書き

ラボ洗浄用高純度PTFEフラワーバスケット。半導体及び医学の適用のために利用できるカスタム設計。

[詳細を学ぶ](#)

10×10mm (スロット例: 1.1mm)	20×20mm (スロット例: 1.1mm)	25×25mm (スロット例: 2.2mm)	30×30mm (スロット例: 2.2mm)
15×15mm (スロット例: 1.1mm)	25×25mm (スロット例: 1.1mm)	30×30mm (スロット例: 1.1mm)	

## カスタムPtfеマイクロ波消化容器

商品番号: PL-1003



### 前書き

高純度PTFEマイクロ波分解容器は、安全で汚染のない試料前処理用。ICP-MS, AAS, 微量分析に最適。カスタムサイズもあります。

[詳細を学ぶ](#)

製品仕様	内口径 (mm)	本体直径 (mm)	蓋付き高さ (mm)
PTFE消化容器 30ml	25	42	105
PTFE消化容器50ml	29	47	110
PTFE消化容器100ml	50	62	143
PTFE消化容器 200ml	53	69	163

## カスタマイズ可能なPtfеスクレーパーとショベル

商品番号: PL-1017



### 前書き

実験室、半導体、化学工業用の高純度PTFEスクレーパー&シャベル。精密な物質的な処理のための化学抵抗性がある、焦げ付き防止、耐久用具。利用できる注文の解決。

[詳細を学ぶ](#)

タイプ	幅 (mm)	長さ (mm)	厚さ/高さ (mm)	ハンドルの長さ (mm)
スクレーパー	40mm	90mm	5mm	-
スクレーパー	60mm	120mm	5mm	-
スクレーパー	100mm	150mm	5mm	-
スクレーパー	150mm	200mm	5mm	-
スクレーパー	200mm	200mm	5mm	-
スクレーパーボード (Tスクレーパー)	150mm	120mm	5mm	-
スクレーパーロッド	10mm	120mm	10mm	-
スクレーパーstripp	15mm	120mm	5mm	-
ショベル (フラットボトム)	60mm	120mm	30mm	1000mm
ショベル (平底)	100mm	120mm	40mm	120mm
ショベル (平底)	120mm	150mm	60mm	100mm
ショベル (平底)	160mm	200mm	50mm	1000mm
ショベル (平底)	170mm	220mm	70mm	115mm
ショベル (カーブボトム)	110mm	150mm	80mm	100mm
ショベル (カーブボトム)	110mm	220mm	100mm	120mm
平シャベル (長柄)	150mm	80mm	10mm	900mm
フラットスコップ (長柄)	150mm	100mm	30mm	800mm
フラットスコップ (長柄)	200mm	150mm	15mm	500mm

## 高度な科学と工業用カスタムPtfefラスコ

商品番号: PL-1018



前書き

耐薬品性に優れ、こびりつきにくく、正確な測定が可能です。半導体、医療、分析用途に最適です。今すぐ購入

[詳細を学ぶ](#)

容量 (mL)	内口径 (mm)	最大外径 (mm)	全高 (mm)	重量 (g)
25	17	41	97	41
50	23	52	117	73
100	23	65	117	111
200	29	88	158	232
250	29	90	169	277
500	34	110	213	409
1000	38	150	260	965

## テフロン部品とPtfеピンセットのためのカスタムPtfе部品メーカー

商品番号: PL-1019



前書き

KINTEKは精密生産を優先し、プロトタイプから大量注文までカスタム製作を提供しています。

[詳細を学ぶ](#)



**Kintek**

本社：中国郑州市ハイテク区科学大道89号

WhatsApp