

ラボ用1200℃マッフル炉

商品番号: KT-12M



前書き

KINTEK KT-12M

マッフル炉：PID制御による精密な1200℃加熱。迅速かつ均一な加熱を必要とする研究室に最適です。モデルとカスタマイズオプションをご覧ください。

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル	KT-12M / KT-12M Pro		
最高温度	1200℃		
常用温度	1100℃		
炉心管材質（該当する場合、通常は管状炉用）	高純度石英（このマッフル炉に関連するか確認してください）		
炉内材質	日本産アルミナファイバー		
加熱エレメント	Cr2Al2Mo2 ワイヤークoil		
昇温速度	0-30℃/min		
温度センサー	内蔵K型熱電対		
温度コントローラー	デジタルPIDコントローラー（KT-12M） / 7インチタッチパネルPIDコントローラー（KT-12M Pro）		
温度制御精度	±1℃		
温度均一性	±5℃		
電源	AC110-220V, 50/60HZ		
在庫のある標準炉内サイズ			
炉内サイズ (mm) WxDxH	有効容積 (L)	炉内サイズ (mm) WxDxH	有効容積 (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512

カスタム設計のサイズと容積も承ります。[詳細はお問い合わせください。](#)

No.	説明	数量
1	マッフル炉 (KT-12M または KT-12M Pro)	1

2	サーマルブロック/炉床板	1
3	るつぼ挟み	1
4	耐熱手袋	1組
5	取扱説明書	1