

1400℃制御不活性窒素雰囲気炉

商品番号: KT-14A



前書き

KT-14A

雰囲気制御炉、研究室および工業用。最高温度1400℃、真空シール、不活性ガス制御。カスタマイズ可能なソリューション

[詳細を学ぶ](#)

炉型式	KT-14A		
最高温度	1400℃		
一定作業温度	1300℃		
真空圧	-0.1Mpa（大気圧に対して）		
真空バルブ	ニードルバルブ		
チャンバー材質	日本アルミナ繊維		
発熱体	炭化ケイ素（SiC）		
加熱速度	0～20℃/分（調整可能）		
温度センサー	S型熱電対		
温度コントローラー	デジタルPIDコントローラー/オプション タッチスクリーンPIDコントローラー		
温度制御精度	±1℃		
温度均一性	±5℃（均一ゾーン内）		
電源	AC110-220V、50/60HZ（設定可能）		
標準チャンバーサイズ（カスタムサイズも承ります）			
チャンバーサイズ（WxDxH mm）	有効容積（L）	チャンバーサイズ（WxDxH mm）	有効容積（L）
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
特注サイズ、特注ボリュームも承ります。 お問い合わせ までご連絡ください。			

番号	内容	数量
----	----	----

1	雰囲気制御炉（KT-14A）	1台
2	サーマルブロック/ハースプレート	1セット
3	るつぽ tong	1個
4	耐熱手袋	1組
5	取扱説明書	1部