

研究室用1400℃マッフル炉

商品番号: KT-14M



前書き

KT-

14Mマッフル炉：SiCエレメント、PID制御、エネルギー効率に優れた設計による高精度1400℃加熱。研究室に最適。

[詳細を学ぶ](#)

炉型		KT-14M	
最高温度		1400℃	
一定した仕事の温度		1300℃	
チャンバー材質		日本アルミナ繊維	
発熱体		炭化ケイ素	
加熱速度		0～20℃/分	
温度センサー		S型サーマルカップル	
温度コントローラー		デジタルPIDコントローラー/タッチスクリーンPIDコントローラー(KT-14M Pro)	
温度制御精度		±1℃	
温度均一性		±5℃	
電源		AC110-220V、50/60Hz	
標準チャンバーサイズ			
チャンバーサイズ(mm)	有効容積 (L)	チャンバーサイズ(mm)	有効容積(L)
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
お客様のデザインサイズやボリュームも承ります。			

番号	内容	数量
1	炉	1
2	サーマルブロック	1

3	るつぽ tong	1
4	耐熱手袋	1
5	取扱説明書	1