

1700℃制御不活性窒素雰囲気炉

商品番号: KT-17A



前書き

KT-17A 雰囲気制御炉:

真空およびガス制御による正確な1700℃加熱。焼結、研究、材料加工に最適。今すぐ検索

[詳細を学ぶ](#)

炉型式	KT-17A		
最高温度	1700℃		
一定作業温度	1600℃		
真空圧	-0.1Mpa		
真空バルブ	ニードルバルブ		
チャンバー材質	日本アルミナ繊維		
発熱体	二珪化モリブデン		
加熱速度	0～20℃/分		
温度センサー	B型サーマルカップル		
温度コントローラー	デジタル PID のコントローラー/タッチ画面 PID のコントローラー		
温度制御の正確さ	±1℃		
温度均一性	±5℃		
電力供給	AC110-220V、50/60Hz		
標準チャンバーサイズ			
チャンバーサイズ(mm)	有効容積 (L)	チャンバーサイズ(mm)	有効容積(L)
100x100x100	1	300x300x400	36
120x120x130	2	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
顧客の設計サイズおよび容積は受け入れられる			

いいえ	内容	数量
-----	----	----

1	炉	1
2	サーマルブロック	1
3	るつぼ tong	1
4	耐熱手袋	1
5	取扱説明書	1