

1700℃ 高温実験室用アルミナ管状炉

商品番号: KT-TF17



前書き

KINTEKのアルミナ管状炉：材料合成、CVD、焼結向けに最大1700℃の精密加熱を実現。コンパクトでカスタマイズ可能、真空対応。今すぐ詳細を見る！

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル	KT-TF17	KT-TF17 Pro
温度コントローラー	デジタルPIDコントローラー	タッチパネルPIDコントローラー
マルチプログラムプリセット	なし	あり
停電再起動	なし	あり
最高温度	1700℃	
常用動作温度	1650℃	
炉管材料	高級Al2O3アルミナ	
炉管直径	30 / 40 / 60 / 80 / 100 mm	
加熱ゾーン長さ	300 / 450 / 600 / 800 mm	
加熱ゾーン数	1-10 ゾーン	
真空シールソリューション	Oリング付きSS 304フランジ	
定格真空圧	0.001Pa/10E-5 torr	
定格正圧	0.02Mpa/150 torr	
炉室材料	日本製Al2O3アルミナファイバー	
加熱エレメント	Cr2Al2Mo2ワイヤーコイル	
昇温速度	0-10℃/分	
温度センサー	Bタイプ熱電対	
温度制御精度	±1℃	
温度均一性	±5℃	
電源	AC110-220V, 50/60HZ	
その他のAl2O3アルミナチューブサイズおよび加熱ゾーンの長さはカスタマイズ可能です		

No.	説明	数量
1	炉本体	1
2	アルミナ管	1
3	真空フランジセット（ペア）	1（2個1セット）
4	チューブサーマルブロック（ペア）	1（2個1セット）
5	チューブサーマルブロック用フック	1
6	耐熱手袋（ペア）	1
7	取扱説明書	1