

研究室のための 1800℃高温マッフル炉

商品番号: KT-18M



前書き

KINTEK

マッフル炉：ラボ用高精度1800℃加熱。エネルギー効率に優れ、カスタマイズ可能、PID制御。焼結、アニール、研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

炉型式	KT-18M		
最高温度	1800℃		
一定作業温度	1700℃		
チャンバー材質	日本アルミナ繊維		
発熱体	二珪化モリブデン		
加熱速度	0～20℃/分		
温度センサー	B型サーマルカップル		
温度コントローラー	デジタル PID のコントローラー/タッチ画面 PID のコントローラー		
温度制御の正確さ	±1℃		
温度均一性	±5℃		
電力供給	AC110-220V、50/60Hz		
標準チャンバーサイズ			
チャンバーサイズ(mm)	有効容積 (L)	チャンバーサイズ(mm)	有効容積(L)
100x100x100	1	300x300x400	36
120x120x130	2	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
顧客の設計サイズおよび容積は受け入れられる			

番号	内容	数量
1	炉	1
2	サーマルブロック	1

3	るつぽ tong	1
4	耐熱手袋	1
5	取扱説明書	1