

2200 °C 黒鉛真空熱処理炉

商品番号: KT-VG



前書き

高温焼結用2200°Cグラファイト真空炉。正確なPID制御、 6×10^{-3} Paの真空、耐久性のあるグラファイト加熱。研究と生産のための理想的な。

6×10^{-3} Paの真空、耐久性のあるグラファイト加熱。研究と生産のための理想的な。

[詳細を学ぶ](#)

炉型式	KT-VG		
最高温度	2200 ℃		
一定作業温度	2100 ℃		
チャンパー断熱材	グラファイトフェルト		
発熱体	グラファイト棒		
加熱速度	0～10℃/分		
温度センサー	T/R熱電対、赤外線温度計		
温度コントローラー	PLC付きタッチスクリーンPIDコントローラー		
温度制御精度	±1℃		
最大真空度真空のレベル	6*10 ⁻³ Pa（無負荷、低温状態）		
真空圧上昇率	0.67Pa/h		
電源	AC110-440V,50/60HZ (Customizable)		
標準チャンパーサイズ（カスタマイズ可能）			
チャンパーサイズ（mm）（幅×奥行×高さまたは直径×高さ）	有効容積（L）	チャンパーサイズ（mm）（WxDxHまたはDia.xH）	有効容積（L）
200x200x300	12	400x400x600	96
300x300x400	36	500x500x700	150
KINTEKでは、チャンパーサイズ・チャンパー容積のカスタム設計も承っております。			