

習慣は実験室 Ito Fto

の伝導性ガラスのクリーニングの花かごのための形成された Ptfе

のテフロン部品の製造業者を機械で造りました

商品番号: PL-1013



前書き

半導体・ラボ用高純度PTFEフラワーバスケット。耐薬品性、カスタム設計可能。シリコンウエハー、ガラス基板に最適。

[詳細を学ぶ](#)

直径*溝幅*溝長*適用容量

60mm*1.5mm*16mm*250ml ビーカー/20 PC

60mm*2.5mm*16mm*250ml ビーカー/20個

60mm*1.5mm*21mm*250ml ビーカー/20 PC

60mm*2.5mm*21mm*250ml ビーカー/20 PC

80mm*1.5mm*26mm*500ml ビーカー/20 PC

80mm*2.5mm*26mm*500ml ビーカー/20 PC

80mm*1.5mm*31mm*500ml ビーカー/20 PC

80mm*2.5mm*31mm*500ml ビーカー/20 PC

90mm*2.5mm*41mm*1000ml ビーカー/22個