

カスタムPtfefテフロン部品メーカー調整可能な高さの花のバスケット

商品番号: PL-1014



前書き

高純度PTFE製高さ調節可能フラワーバスケット。耐薬品性、非粘着性、カスタマイズ可能。今すぐお求めください！

[詳細を学ぶ](#)

標準構成例（外径×スロット長×幅）：

45mm*30mm*1.5mm 5スロット

60mm*50mm*1.5mm 6スロット

80mm*65mm*1.5mm 8スロット

完全にカスタマイズ可能：スロット幅、スロット長さ、スロット数、マルチピースアセンブリは、お客様の正確な仕様に合わせて調整することができます。