

カスタム Ptfе テフロン部品メーカー Ptfе クリーニング ラック

商品番号: PL-1015



前書き

研究室及び半導体の使用のための高純度PTFEフラワーバスケット。耐薬品性、-

180°C~+250°C、カスタムサイズ対応。KINTEKまでお問い合わせください！

[詳細を学ぶ](#)

標準オプション直径*溝の幅*適当な容量

45*1.5mm*100ml

45*2.5mm*100ml

60*1.5mm*250ml

60*2.5mm*250ml

80*1.5mm*500ml

80*2.5mm*500ml

90*1.5mm*1000ml

90*2.5mm*1000ml