

歯科磁器ジルコニア焼結セラミック真空プレス炉

商品番号: KT-DP10



前書き

ラボ用高精度真空プレス炉：±1℃の精度、最大1200℃、カスタマイズ可能なソリューション。研究効率を今すぐ高めましょう！

[詳細を学ぶ](#)

加熱速度	最高200℃/分 (392°F/分)
最高温度	最高1200℃ (2283°F)
最高温度保持時間	2時間
真空度	1-101%
電源	100-120v 50/60hz 230v 50/60hz
定格電流	14.5アンペア@110V 7.0アンペア@230V
定格出力	最大1500W
外形寸法	H27cm x W36cm x D70cm
焼成室直径	9cm(3.5")
重量	23Kg
梱包重量	26.5Kg