

底部昇降式ラボ用マッフル炉

商品番号: KT-BL



前書き

KT-

BL底部昇降式炉は、1600℃の精密制御、優れた均一性、材料科学と研究開発の生産性向上により、ラボの効率を高めます。

[詳細を学ぶ](#)

炉型		KT-BL	
使用温度範囲		1100/1300/1600℃	
チャンバー材質		Al2O3多結晶ファイバー	
発熱体		炭化ケイ素/二珪化モリブデン	
推奨加熱速度		0～20℃/分（最大30℃/分）	
温度センサー		K/S/B型サーマルカップル	
温度コントローラー		タッチスクリーンPIDコントローラー（Yudianアドバンスド）	
温度制御精度		±1℃	
温度の均等性		±5℃	
電源		AC110-220V、50/60Hz	
標準チャンバーサイズ（特注サイズも承ります）			
チャンバーサイズ (mm)	有効容積 (L)	チャンバーサイズ (mm)	有効容積 (L)
200x200x300	12	400x400x500	80
300x300x300	27	500x500x500	125
300x400x300	36	600x600x600	216
400x400x400	64	800x800x800	512
お客様のご要望のサイズ、数量も承ります。 詳細はお問い合わせください。			

番号	内容	数量
1	KT-BL ボトムリフト炉	1
2	サーマルブロック/ローディングステージ	1 (デュアルステージオプションを選択した場合は 2)
3	るつぼ tong	1
4	耐熱手袋	1組

