

スプリット多加熱ゾーン回転式管状炉 回転式管状炉

商品番号: KT-MRTF



前書き

高温材料処理用精密分割マルチ加熱ゾーン回転式管状炉は、調整可能な傾斜、360°回転、カスタマイズ可能な加熱ゾーンを備えています。研究室に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

炉型	KT-MRTF12	KT-MRTF14	KT-MRTF16
最高温度	1200°C	1400°C	1600°C
一定作業温度	1100°C	1300°C	1500°C
加熱速度	0-20°C/min	0~10°C/分	
炉管材質	石英/金属合金	Al2O3/Si3N4	
回転速度	0~20rpm		
傾斜角度	-5~30度		
炉心管径	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 230 / 280 mm		
シングル加熱ゾーン長	300 / 450 / 600 / 800 mm		
加熱ゾーン数	2-8 ゾーン		
真空シール	Oリング付きSS 304フランジ		
チャンバー材質	日本アルミナ繊維		
発熱体	Cr2Al2Mo2ワイヤーコイル	SiC	MoSi2
温度センサー	Kタイプ	Sタイプ	Bタイプ
温度コントローラー	デジタルPIDコントローラー/タッチスクリーンPIDコントローラー		
温度制御精度	±1°C		
電源	AC110-220V、50/60Hz		

異なるチューブ材料とサイズと加熱ゾーンの長さはカスタマイズすることができる