

超高真空観察窓 Kf フランジ 304 ステンレス鋼高ホウケイ酸ガラス サイトグラス

商品番号: KT-VA04



前書き

KF超高真空観察窓はホウケイ酸ガラス製で、厳しい真空環境でもクリアに観察できます。耐久性の高い304ステンレスフランジは、信頼性の高い密閉性を保証します。

[詳細を学ぶ](#)

型式	外径	内径	最高温度	厚さ	材質
KF 25	40mm	23mm	350℃	15.5mm	304ステンレス+ホウケイ酸塩
KF 40	55mm	20mm	350℃	15.5mm	304ステンレス+ホウケイ酸塩
KF 50	75mm	34mm	350℃	16mm	304ステンレス+ホウケイ酸塩