

真空熱処理焼結炉 モリブデンワイヤー真空焼結炉

商品番号: KT-VMW



前書き

KINTEKの真空モリブデンワイヤー焼結炉は、焼結、アニール、材料研究のための高温・高真空プロセスに優れています。1700℃の高精度加熱で均一な結果を得ることができます。カスタムソリューションも可能です。

[詳細を学ぶ](#)

最高温度	1700℃（公称1600）
作業領域サイズ（例）	Φ60×80 mm、Φ160×160 mm、Φ200×200 mm、Φ300×400 mm、Φ400×500 mm（カスタマイズ可能）
コールド真空度	10^{-3} Paまたは 10^{-4} Pa
圧力上昇率	≤3Pa/h
電源	三相 380 V 50 Hz（カスタマイズ可能）
炉内温度均一性	±5℃（真空下）
ローディングおよびアンローディング方法	上置き、横置き、下置きオプション
保護ガスオプション	アルゴン、窒素、水素の自動充放電
制御方法	LCDタッチスクリーンインターフェース付きPLC