

真空密閉型連続動作回転管状炉（ロータリーキルン）

商品番号: KT-CRTF



前書き

連続真空処理用の精密回転管状炉。仮焼、焼結、熱処理に最適です。最大1600℃までカスタマイズ可能。

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル	KT-CRTF12	KT-CRTF14	KT-CRTF16
最高温度	1200℃	1400℃	1600℃
常用温度	1100℃	1300℃	1500℃
昇温速度	0-20℃/min	0-10℃/min	
炉心管材質	石英/合金	Al2O3/Si3N4	
回転速度	0-20rpm		
傾斜角度	-5-30度		
炉心管直径	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 230 / 280 mm		
単一加熱ゾーン長	300 / 450 / 600 / 800mm		
真空シール方式	Oリング付きSS 304フランジ		
炉内材	日本産アルミナファイバー		
加熱要素	Cr2Al2Mo2ワイヤーコイル	SiC	MoSi2
温度センサー	Kタイプ	Sタイプ	Bタイプ
温度コントローラー	デジタルPIDコントローラー/タッチスクリーンPIDコントローラー		
温度制御精度	±1℃		
電源	AC110-220V, 50/60HZ		
チューブの材質、サイズ、加熱ゾーンの長さは、お客様の特定の要件に合わせてカスタマイズ可能です。			