

縦型ラボ用石英管状炉 管状炉

商品番号: KT-VTF



前書き

精密KINTEK縦型管状炉：1800℃加熱、PID制御、ラボ用にカスタマイズ可能。CVD、結晶成長、材料試験に最適。

[詳細を学ぶ](#)

炉型	KT-VTF	KT-VTF PRO
温度コントローラー	デジタルPIDコントローラー	タッチスクリーンPIDコントローラー
マルチプログラムプリセット	いいえ	はい
停電時の再起動	いいえ	はい
最高温度	1800℃	
炉心管材料	高品位石英/ Al2O3アルミナ	
炉管の直径	50 / 60 / 80 / 100 mm	
ヒータングゾーンの長さ	300 / 450 / 600 / 800 mm	
真空シール	SS304フランジ、銅製シールリング	
定格真空圧	0.001Pa/10E5 torr	
チャンバー材質	日本Al2O3アルミナファイバー	
発熱体	Cr2Al2Mo2ワイヤーコイル/SiC/MoSi2	
熱電対	K/S/Bタイプ	
温度制御精度	±1℃	
電源	AC110-220V,50/60HZ	

他の炉管のサイズと加熱ゾーンの長さはカスタマイズすることができます。

標準パッケージ	内容	数量
1	炉	1
2	アルミナ管	1
3	真空フランジ	2
4	チューブサーマルブロック	2
5	チューブサーマルブロックフック	1

6	耐熱グローブ	1
7	取扱説明書	1